

カーペット・ピリング試験機 (ブラシ アンド スポンジ法)

Section. 28

Cat. No. AR-10

＝適応規格＝ 適応規格： J I S L-1076

＝概 要＝ 織物及び編物を本装置のブラシ並びにスポンジで試験布を摩擦しピル(毛羽立て)を発生させ、ピリング判定標準写真により等級判定を行うものです。
毛羽立ては、1.4tex の長さ 23.8mm のブラックナイロンを 35.9mm ごとに 2 列ずつ合計 8 列植毛したブラシと長さ 152.4mm x 幅 101.6mm x 厚さ 50.8mm のセルローススポンジによって摩擦することでピルを発生させます。

＝仕 様＝ 試 験 試 料 個 数： 6 個
ブ ラ シ 板 偏 心 軌 道： 直径 19 mm の円周軌道
ブ ラ シ 及 び ス ポ ン ジ 回 転 速 度： 58 rpm
ブ ラ シ 板： 1.4tex ブラックナイロン
長さ 23.8 mm
ス ポ ン ジ 板： セルローススポンジ
152.4(W)x101.6(D)x50.8(H)mm
試 料 寸 法： 25x20cm
タ イ マ ー： 0～12分
モ ー タ ー： 40W 減速モーター
電 源： AC100±10V, 50 or 60Hz



*改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

INTEC インテック株式会社
INTERNATIONAL TECHNICS

〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目10(岡田ビル B1、2F)
TEL 06-6364-5442 FAX 06-6364-5444
URL : <http://www.intec-instruments.co.jp>