

テープ・シート粘着保持力試験機

Section. 35

Cat. No. NP-22

=概 要=

粘着性テープやシートの粘着力を測定する事は、市販テープの評価や新製品の開発に非常に重要なファクターと成っています。

本装置は、JIS Z 0237に規定されている粘着テープ等と鏡面金属板の剥離時間を自動で行う為、開発致しました。従来は測定者がストップ・ウォッチを持ち剥離した時間を計測していましたが、剥離時間が長い（粘着保持力が強い）試料に関しては、作業者が長時間待ち続けられないという不便さがありました。これらを解消する為、装置に試料を取付、スタートスイッチを押すだけで試料が剥離落下した時、光電センサーが働き剥離時間を自動計測致します。

これにより測定者がいない時（深夜、休日）でも試験が行え、又、長時間の剥離時間試験も可能となりました。

=仕 様=

型 式 :	IT-TA
試 料 掛 数 :	MAX. 3
剥離速度検出方法 :	専用光電センサー
剥離速度測定時間 :	0分～99時間59分（デジタル設定、経過時間表示型）
荷 重 :	300g、500g、1000g
試 験 片 貼 付 板 :	ステンレス製鏡面仕上板 50W X 125Lmm
ク ラ ンプ :	上部クランプ/平行締付け式、下部クランプ/エキセリン方式
上部クランプ移動 :	ワンタッチ上下固定方式/目盛付左右ガイドバー
本体寸法・重量 :	50W X 20D X 90Hcm 約30kg
電 源 :	100V、50/60Hz、1φ 3A



*改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。