

繊維自動強伸度測定機 (高強力糸)

Section.

STATIMAT 4U

=概要=

STATIMAT 4Uは Textechno 社が扱う高強力繊維の強伸度を測定する自動引っ張り試験機です。測定範囲は最大 5000N です。

STATIMAT 4Uは、高強力アラミド、超高分子量ポリエチレン糸などの高強力繊維の測定に適しています。

STATIMAT 4Uは引張試験の前に糸に撚りをかけることができます。撚りをかけることで実用にそった繊維の引張試験が出来ます。

=仕様=

型	式	:	STATIMAT 4U				
測	定	対	象	:	フィラメント糸		
織	維	:	強力糸 アラミド糸 超高分子量ポリエチレン糸				
測	定	項	目	:	強伸度、織度		
撚	り	機	構	:	有		
強	度	測	定	範	囲	:	5000N
試	料	か	け	数	:	Max.48本	
ク	ラ	ン	プ	方	式	:	エアー・クランプ
ク	ラ	ン	プ	形	状	:	特殊Z型クランプ



*改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。