

# 繊維自動強伸度測定機 (一般フィラメント・紡績糸)

Section.

STATIMAT ME+

## =概要=

STATIMAT ME+は Texttechno 社が扱う繊維の強伸度を測定する標準的な自動引っ張り試験機です。測定範囲は最大 1000N です。STATIMAT ME+は主だった国内・国際規格に対応できます。自動パッケージチェンジャーを使用すると最大 50 個のサンプルを自動で連続して測定出来ます。また布帛用サンプルホルダーを使用すると、布の引張試験や縫い目強度試験などの試験をすることが出来ます。

## =仕様=

型式	:	STATIMAT ME+
測定対象	:	フィラメント糸・紡績糸
繊維	:	一般糸
測定項目	:	強伸度
撚り機構	:	無し
強度測定範囲	:	1000N
試料かけ数	:	Max.50本
クランプ方式	:	エアー・クランプ
クランプ形状	:	フラット



\*改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。