

# 衛生材水洗性試験機 FLUSH 100

LENZING  
INSTRUMENTS

＝適応規格＝ EDANA 10.3-99 ISO 9073-6

## ＝用 途＝

使い捨て衛生材は急速に増加しています。

これらの衛生材は汚水処理との関係性は重要なものです。

水洗可能とする基準のひとつは、排水システムのさまざまな部分にどれだけ付着するかです。

Lenzing Instruments 社の FLUSH 100 は、衛生材の汚水中での溶解性を試験する機器です。

Column setting test と言われます。

FLUSH 100 は、Column setting test を再現性良く自動で行う試験機です。

サンプルは、密閉した試験筒に指定量の試験液と共に入れます。

所定回数振盪させたのち、残骸の大きさをふるいで計ります。

この装置では4サンプルを同時に試験出来ます。

## ＝仕 様＝

型 式 : FLUSH 100  
試 験 筒 : 4  
試 験 筒 長 さ : 50mm  
試 験 筒 径 : 70mm  
ふるい : 2ふるい箱 (4種のふるい)  
寸 法 / 重 量 : h 660 / w 630 / d 840mm / 約 45kg  
電 源 : 230 / 115 VAC ±10%、50 / 60 Hz



\*改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

**INTEC** インテック株式会社  
International TECHnics

〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目1-10(岡田ビル B1、2F)  
TEL 06-6364-5442 FAX 06-6364-5444  
URL : <http://www.intec-instruments.co.jp>